

## FICHE TECHNIQUE

## EUK100

Liquide de montage Eukitt®, 100ml

CODE ARTICLE : 206051

DATE D'EDITION : 05/12/2018 09:30:11

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

EUK100

### Désignation

Liquide de montage Eukitt®, 100ml

### Application

- Microscopie et diagnostic in vitro
- Baume d'inclusion rapide pour préparations histologiques
- Collage et la conservation d'échantillons pendant le montage manuel et automatisé de lamelles et peut être utilisé en tant qu'adhésif spécial et colle avec le verre, les matériaux non plastiques et autres non-réactifs (inertes).

### Conditionnement

**Carton (nombre de pièces)** 100

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

## Descriptif du produit

<b>Emballage</b>	100ml
<b>Aspect</b>	Liquide incolore
<b>Odeur</b>	Aromatique
<b>Composition</b>	- Xylène : environ 60% - Ethylbenzène : environ 1%
<b>MPUP</b>	Non
<b>Manipulation</b>	- Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail - Tenir à l'abri des sources d'inflammation
<b>Conditions de stockage</b>	- Ne conserver que dans l'emballage d'origine - Ne pas conserver avec les agents d'oxydation - Stocker au frais et au sec dans des emballages bien fermés - Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil

## Traçabilité

**Présence d'un numéro de lot** Oui

## FICHE TECHNIQUE

**EUK100**

Liquide de montage Eukitt®, 100ml

CODE ARTICLE : 206051

DATE D'EDITION : 05/12/2018 09:30:11

**Présence d'une date de péremption** Non

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant  
ou du fournisseur**

ORSATEC GMBH

**Référence du fournisseur**

100ML EUKITT

**Pays d'origine**

ALLEMAGNE