

FICHE TECHNIQUE

EUK500

Liquide de montage Eukitt®, 500ml

CODE ARTICLE : 206055

DATE D'EDITION : 05/12/2018 09:30:22

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

EUK500

Désignation

Liquide de montage Eukitt®, 500ml

Application

- Microscopie et diagnostic in vitro
- Baume d'inclusion rapide pour préparations histologiques
- Collage et la conservation d'échantillons pendant le montage manuel et automatisé de lamelles et peut être utilisé en tant qu'adhésif spécial et colle avec le verre, les matériaux non plastiques et autres non-réactifs (inertes).

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 25

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

Emballage	500ml
Aspect	Liquide incolore
Odeur	Aromatique
Composition	- Xylène : environ 60% - Ethylbenzène : environ 1%
MPUP	Non
Manipulation	- Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail - Tenir à l'abri des sources d'inflammation
Conditions de stockage	- Ne conserver que dans l'emballage d'origine - Ne pas conserver avec les agents d'oxydation - Stocker au frais et au sec dans des emballages bien fermés - Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot Oui

FICHE TECHNIQUE

EUK500

Liquide de montage Eukitt®, 500ml

CODE ARTICLE : 206055

DATE D'EDITION : 05/12/2018 09:30:22

Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	10

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant
ou du fournisseur** ORSATEC GMBH

Référence du fournisseur 500ML EUKITT

Pays d'origine ALLEMAGNE