

FICHE TECHNIQUE

3209602500

Violet de gentiane phéniqué RAL Diagnostics, 2,5L

CODE ARTICLE : 208285

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:07:40



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

3209602500

Désignation

Violet de gentiane phéniqué RAL Diagnostics, 2,5L

Application

- Bactériologie : utilisé dans la coloration de Gram-Nicolle pour la mise en évidence des bactéries à Gram positif et à Gram négatif
- Histo-cytologie : utilisé dans la coloration de Gram Weigert pour la mise en évidence des kystes de Pneumocystis carinii, de la paroi des bactéries et des mycoses sur coupes histologiques

FICHE TECHNIQUE

3209602500

Violet de gentiane phéniqué RAL Diagnostics, 2,5L

CODE ARTICLE : 208285

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:07:40

Réglementation

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro -
Classe A

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 1**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

Descriptif du produit

Emballage	2,5L
Aspect	Solution violet foncé limpide
Odeur	Phénolée
Composition	- Éthanol : environ 5% - Violet cristallisé : 0,2% - Phénol : < 1%
pH	4-6
MPUP	Non
Manipulation	- Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité - Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail
Conditions de stockage	Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	36

FICHE TECHNIQUE

3209602500

Violet de gentiane phéniqué RAL Diagnostics, 2,5L

CODE ARTICLE : 208285

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:07:40

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	Réactifs RAL - PDS
Référence du fabricant	320960-2500
Pays d'origine	FRANCE