

FICHE TECHNIQUE

3501500100

Erythrosine B RAL Diagnostics, 100g

CODE ARTICLE : 208296

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:55:15



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

3501500100

Désignation

Erythrosine B RAL Diagnostics, 100g

Application

- Histo-cytologie
- Indicateur de pH

Réglementation

Usage Général de Laboratoire

FICHE TECHNIQUE

3501500100

Erythrosine B RAL Diagnostics, 100g

CODE ARTICLE : 208296

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:55:15

Conditionnement

| | |
|-------------------------------------|---|
| Carton (nombre de pièces) | 1 |
| Minimum de vente (nombre de pièces) | 1 |

Descriptif du produit

| | |
|------------------------|---|
| N° de CAS | 568-63-8 |
| Emballage | 100g |
| Aspect | Poudre brun rouge |
| Odeur | Inodore |
| pH | 7-8 |
| Virage pH | 0,0-3,5 |
| MPUP | Non |
| Manipulation | <ul style="list-style-type: none"> - Entreposer et manipuler comme s'il existait toujours un sérieux risque d'incendie/explosion et de danger pour la santé - Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité - Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail |
| Conditions de stockage | <ul style="list-style-type: none"> - Tenir au frais - Conserver dans un endroit sec et bien ventilé - Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos - Hygroscopique |

Traçabilité

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Présence d'un numéro de lot | Oui |
| Présence d'une date de péremption | Oui |
| Durée de vie (en mois) | 120 |

FICHE TECHNIQUE

3501500100

Erythrosine B RAL Diagnostics, 100g

CODE ARTICLE : 208296

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:55:15

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

Réactifs RAL - PDS

Référence du fabricant

350150-0100

Pays d'origine

FRANCE