

FICHE TECHNIQUE

PC591741

Solution tampon pH 7,00 (tampon phosphate) Avs Titrinorm® Ph.Eur. Prolabo, 1L

CODE ARTICLE : 371043

DATE D'EDITION : 11/10/2023 10:00:11

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

PC591741

Désignation

Solution tampon pH 7,00 (tampon phosphate) Avs Titrinorm® Ph.Eur. Prolabo, 1L

Application

- Maintien approximatif du même pH malgré l'addition de petites quantités d'un acide ou d'une base, ou malgré une dilution- Usage de laboratoire- Production de produits chimiques

Réglementation

Usage Général de Laboratoire

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 6

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

Emballage	1L
Aspect	Liquide
Composition	Potassium dihydrogénophosphate; di-sodium hydrogénophosphate
pH	7,00
Précision pH	0,02
Température de stockage	+15 à +25°C
Manipulation	<ul style="list-style-type: none"> - Éviter l'inhalation, le contact avec la peau et les yeux - Utiliser un échappement (laboratoire) - Lors d'une manipulation à découvert, utiliser des dispositifs équipés d'un système d'aspiration locale - Si une aspiration locale n'est pas possible ou insuffisante, installer un équipement technique assurant une ventilation suffisante de l'ensemble de la zone de travail - Protéger de l'humidité
Conditions de stockage	Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé

FICHE TECHNIQUE

PC591741

Solution tampon pH 7,00 (tampon phosphate) Avs Titrinorm® Ph.Eur. Prolabo, 1L

CODE ARTICLE : 371043

DATE D'EDITION : 11/10/2023 10:00:11

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	99

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	VWR INTERNATIONAL S.A.S.
Référence du fabricant	32096.291
Pays d'origine	BELGIQUE