

FICHE TECHNIQUE

CO165269

Filtre seringue Minisart® en cellulose régénérée RC d.4mm, 0,20µm non stérile par 50

CODE ARTICLE : 373137

DATE D'EDITION : 12/07/2018 11:52:49



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

CO165269

Désignation

Filtre seringue Minisart® en cellulose régénérée RC d.4mm, 0,20µm non stérile par 50

Application

- Filtration de petits volumes d'échantillons pour les analyses HPLC ou CG

FICHE TECHNIQUE

CO165269

Filtre seringue Minisart® en cellulose régénérée RC d.4mm, 0,20µm non stérile par 50

CODE ARTICLE : 373137

DATE D'EDITION : 12/07/2018 11:52:49

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 50

Minimum de vente (nombre de pièces) 50

Descriptif du produit

Matière de la membrane	Cellulose régénérée - RC
Matière du corps	Polypropylène
Diamètre de la membrane (en mm)	4
Diamètre des pores (en µm)	0,200
Couleur	Bleu
Niveau de stérilité	Non stérile
Connection en sortie	Male Luer Slip
Autoclavable	Oui

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Non
Présence d'une date de péremption	Non

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant ou du fournisseur	SARTORIUS FRANCE SAS
Référence du fournisseur	17821-----K
Pays d'origine	ALLEMAGNE

FICHE TECHNIQUE

CO165269

Filtre seringue Minisart® en cellulose régénérée RC d.4mm, 0,20µm non stérile par 50

CODE ARTICLE : 373137

DATE D'EDITION : 12/07/2018 11:52:49