

FICHE TECHNIQUE

DE598078

Géifiant Gelefflu pour effluents de laboratoire, flacon de 1kg

CODE ARTICLE : 386940

DATE D'EDITION : 03/01/2019 14:40:12



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

DE598078

Désignation

Géifiant Gelefflu pour effluents de laboratoire, flacon de 1kg

Application

- Elimination de colorants et effluents de laboratoire

FICHE TECHNIQUE

DE598078

Gélifiant Gelefflu pour effluents de laboratoire, flacon de 1kg

CODE ARTICLE : 386940

DATE D'EDITION : 03/01/2019 14:40:12

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 1

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

| | |
|------------------------|---|
| N° CAS | 9003-04-7 |
| Emballage | 1kg |
| Aspect | Poudre blanche |
| Odeur | Aucune |
| Composition | Polyacrylate de sodium réticulé |
| pH | Environ 6 dans NaCl à 0,9% |
| Mode d'emploi | 1. Verser votre liquide dans un jerrycan DASRI 2. Verser la poudre Gelefflu dans le jerrycan DASRI 3. En quelques secondes le produit devient solide |
| Conditions de stockage | A stocker dans un endroit sec |
| Manipulation | - Prévoir une protection respiratoire en cas de dépassement de la valeur limite et de dégagement de poussière - Assurer une ventilation suffisante sur le lieu de travail - Prendre des mesures contre les charges électrostatiques |

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot Oui

Présence d'une date de péremption Non

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

FICHE TECHNIQUE

DE598078

Gélifiant Gelefflu pour effluents de laboratoire, flacon de 1kg

CODE ARTICLE : 386940

DATE D'EDITION : 03/01/2019 14:40:12

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

DOUSSELIN

Référence du fournisseur

06032FLA780G

Pays d'origine

FRANCE