

FICHE TECHNIQUE

CO600396

Concentrateur Vivacon 2 avec membrane Hydrosart® 100 000MWCO

CODE ARTICLE : 390514

DATE D'EDITION : 25/06/2019 10:50:05



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

CO600396

Désignation

Concentrateur Vivacon 2 avec membrane Hydrosart® 100 000MWCO

Application

- Concentration rapide de l'ADN
- Changement de tampon d'échantillon allant jusqu'à 2ml
- Fractionnement de protéines

FICHE TECHNIQUE

CO600396

Concentrateur Vivacon 2 avec membrane Hydrosart® 100 000MWCO

CODE ARTICLE : 390514

DATE D'EDITION : 25/06/2019 10:50:05

Conditionnement

Carton (nombre de pièces)	100
Minimum de vente (nombre de pièces)	100

Descriptif du produit

Membrane	Hydrosart®
Matériau du corps	Polycarbonate
Matériau du flacon à filtrat	Polypropylène
Volume d'échantillon (en ml)	0,4 à 2
Seuil de coupure (en kDa)	100,0

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	24

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	SARTORIUS FRANCE SAS
Référence du fabricant	VN02H42
Pays d'origine	ALLEMAGNE