

interscience



MiniMix[®] 100 CC[®]

Malaxeur de laboratoire

Simple, précis, compact

BagMixer® 100 MiniMix®, le plus compact des malaxeurs de laboratoire, est désormais disponible en version Click & Clean® !

Le MiniMix® 100 malaxe automatiquement l'échantillon solide dans un sachet stérile, permettant l'extraction facile et sûre des bactéries. Le filtrat peut alors être

pipeté et analysé sans aucun risque d'altération ou de contamination croisée. Cette méthode de préparation est la plus sûre et la plus économique.

Le nouveau MiniMix® 100 CC® intègre les systèmes Click & Clean® et d'arrêt des pales côte à côte, déjà plébiscités sur le BagMixer® 400 CC®, ainsi que le système de force de malaxage réglable.



1 Ecran multifonctions

Pour un contrôle souple des paramètres de malaxage.

Durée de malaxage


Vitesse de malaxage



2 Système Q-Tight®

Une fermeture spécialement conçue pour écarter tout risque de fuite.


Etanchéité maximale



3 Force de malaxage réglable

BREVETÉ


La chambre de malaxage s'adapte à la nature et la taille de l'échantillon pour une EXTRACTION OPTIMALE !



4 Système Click & Clean®

BREVETÉ


UNIQUE AU MONDE ! Pour un nettoyage de la chambre de malaxage enfin INTEGRAL !



5 Arrêt des pales côte-côte

BREVETÉ

Pour une insertion simple et rapide de vos sachets dans le malaxeur.



Avantages

- Silencieux
- Simple d'utilisation
- Extraction optimale
- Porte vitrée et amortisseurs garantis à vie
- Acier inoxydable
- Q-Tight® : étanchéité maximale
- Nettoyage intégral et facile

Applications

- Microbiologie alimentaire
- Pharmaceutique
- Vétérinaire, clinique (biopsies, prélèvement d'organes...)
- Extraction moléculaire (protéines, lipides, ADN...)
- Recherche de toxines (HPLC, GCMS...)

Caractéristiques

- Capacité utile : 5 - 100 ml
- Pour échantillons : 0,5 g - 10 g
- Adjustable time : 1 sec. à 59 min. countdown & open running (∞)
- Vitesse calibrée contrôlée par microprocesseur (3 - 12 coups/sec.)
- Arrêt pales côte-côte : breveté
- Joint Q-Tight® : épaisseur 12 mm
- Tout Inox
- Bac de sécurité
- Force de malaxage réglable
- Système Click & Clean® : pales amovibles et autoclavables
- Ecran multifonction
- Porte vitrée et amortisseurs garantis à vie

- Alim. : 220 / 100 - 110 V – 50 / 60 Hz
- Dim. (Lxlxh) : 37 x 20 x 20 cm
- Masse : 13 Kg

Ref : 013 230



Merci de retourner ce coupon à votre distributeur local ou à interscience.

MiniMix® 100 ml malaxeur

- Offre de prix
- Démonstration

Je souhaite recevoir des informations sur :

- BagMixer® 400 ml malaxeur
- JumboMix® 3500 ml malaxeur
- BagFilter® sachets-filtre
- BagTools® accessoires
- Gravimat® dilueur gravimétrique
- easySpiral® ensemenceur automatique
- Scan® 100,500,1200 compteurs colonies

Nom

Société

Adresse

.....

CP/Ville..... Pays

Tél..... Fax

email.....

web



CML - ID
International Development
Partners Chain

interscience

Worldwide: 30, Ch Bois Arpents, 78860 St Nom FRANCE
Tel. +33(0)1 34 62 62 61 / Fax. +33(0)1 34 62 43 03
info@interscience.fr / www.interscience.fr

USA/Canada: 199 Weymouth St. ROCKLAND, MA 02370 USA
Tel. +1 781 792 2133 / Fax. +1 781 792 2134
info@intersciencelab.com / www.intersciencelab.com



Également disponible



MiniMix® 100 P CC®

- Vitesse réglable (3-12 coups/sec)
- Durée réglable (1 - 1h or ∞)
- Disponible en version CoolMix®


Pour plus d'efficacité



Gravimat®

Dilueur gravimétrique

Réalise automatiquement la dilution avec la masse de diluant appropriée.



BagPage® 80 & 100

Sachets-filtre stériles pleine page


Robuste et compatible alimentaire, en multilayer.



BagLight® 100

Sachets stériles sans filtre

Fait en PolySilk®, extrêmement robuste. Pour les échantillons ne nécessitant pas de filtration.



RollBag® 450

Sachet d'échantillonnage

Pour le prélèvement, le malaxage et le transport de tout type d'échantillon. Tient debout tout seul.



BagOpen® 100

Portoir ouvre-sachet

Ouverture facile, Extrêmement stable. Résiste aux agents nettoyant.



BagRack® 100

Portoir de sachet

Tout inox, autoclavable.



BagClip® 100

Barrettes de fermeture

Ferme tout type de sachet. 100% étanche.

MiniMix® Brochure N° 30010-1 - MiniMix® 100 CC®, Click & Clean® system, O-Tight® system, MiniMix® 100 P CC®, Gravimat®, BagPage®, BagLight®, RollBag®, BagOpen®, BagRack®, BagClip®, BagMixer®, JumboMix®, BagFilter®, BagTools® and Scan® are registered trademarks of interscience. Information in this leaflet is not contractually binding.

