

3M™ Transpore™

Sparadrap plastique micro-perforé



➔ Indications

- Maintien des dispositifs médicaux (tubulures, sondes, ...).
- Pansements discrets sur les zones visibles.



➔ Caractéristiques

- ➔ Support **microperforé**, il se découpe facilement, sans ciseaux, dans le sens de la longueur et de la largeur. Il laisse respirer la peau.
- ➔ **Un adhésif hypoallergénique** qui offre une très bonne fixation en étant peu traumatique à l'ablation.
- ➔ **Transparent**, discret, il permet une visibilité du site de pose et une surveillance permanente du bon fonctionnement du matériel médical (sondes, tubulures).
- ➔ **Conformable.**



➔ Les + pratiques

- Adhérence modérée.
- Facile à découper sans ciseaux.

Code commande	Référence produit	Dimensions m x cm	Nombre de rouleaux/boîte
---------------	-------------------	-------------------	--------------------------

3M™ Transpore™

Sparadrap plastique microperforé hypoallergénique

Présentation en rouleaux nus



• TR912	1527-0	9,14 x 1,25	24
• TR925	1527-1	9,14 x 2,50	12
• TR950	1527-2	9,14 x 5,00	6
• TR975	1527-3	9,14 x 5,00	4
• TR512	1527-0	5,00 x 1,25	32
• TR525	1527-1	5,00 x 2,50	16
• TR550	1527-2	5,00 x 5,00	8
• TR575	1527-3	5,00 x 7,50	4